

EUROLINE-FOOD

Diagnostikum potravinové intolerance

- ◆ Detekce specifického IgG metodou imunoblot
- ◆ 108 (2 stripy) nebo 216 (4 stripy) druhů potravin a potravinových aditiv
- ◆ Stačí jen malé množství vzorku (40 µl pro variantu se 108 parametry)
- ◆ Plná automatizace je možná na přístroji DYNABLOT Automatic
- ◆ Díky 4 kalibrátorům na každém stripu jsou výsledky semikvantitativní
- ◆ Kalibrováno proti referenčnímu séru WHO „1st IRP 67/86“




DYNEX - exkluzivní distributor produktů EUROIMMUN pro ČR a SR



ČR: DYNEX LabSolutions, s.r.o.
tel.: +420 220 303 600, e-mail: office@dynex.cz

SR: DYNEX Servis, spol. s r.o.
tel.: +421 484 155 045, e-mail: dynex@isternet.sk
www.dynex.cz





| POZICE | STRIP 1 (3001-A) | STRIP 2 (3001-B) | STRIP 3 (3001-C) | STRIP 4 (3001-D) |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | JEČMENNÁ MOUKA | TŘEŠEŇ | KAROB | LIMETA |
| 2 | LEPEK | HROZEN, (BÍLÝ/MODRÝ) | ŘEPKOVÉ SEMENO | LIČÍ |
| 3 | OVESNÁ MOUKA | KIWI | KACHNÍ MASO | MANGO |
| 4 | ŽITNÁ MOUKA | CITRON | KOZA | PAPÁJA |
| 5 | PENICE PALDA | NEKTARINKA | HUSA | GRANÁTOVÉ JABLKO |
| 6 | PŠENIČNÁ MOUKA | POMERANČ | PŠTROS | MALINA |
| 7 | POHANKOVÁ MOUKA | ANANAS | KŘEPELKA | ŠÍPEK |
| 8 | LNĚNÉ SEMENO | JAHODA | KRÁLÍK | KANTALUP |
| 9 | KUKUŘICE | VODNÍ MELOUN | SRNEC | HROZINKA |
| 10 | PROSO | HRUŠKA | PERLIČKA | ANÝZ |
| 11 | RÝŽE | ŠVESTKA | KŮŇ | BOBKOVÝ LIST |
| 12 | HOVĚZÍ | GRAPEFRUIT | KEFÍR | HEŘMÁNEK |
| 13 | KUŘE | BROSKEV | BETA-LACTOGLOBULIN | KAPARY |
| 14 | JEHNĚČÍ | DATLE | MÁSLA | PAŽITKA |
| 15 | VEPŘOVÉ, VAŘENÉ | BAZÁLKA | CAMEMBERT | HŘEBÍČEK |
| 16 | KROCAN | PEPŘ, (ČERNÝ/BÍLÝ) | KASEIN | KORIANDR |
| 17 | KRAVSKÉ MLÉKO | SKOŘICE | EMENTÁLSKÝ SÝR | KMÍN |
| 18 | VAJEČNÝ ŽLOUTEK | ČESNEK | DOMÁCÍ SÝR | KOPR |
| 19 | VAJEČNÝ BÍLEK | HOŘČIČNÉ SEMÍNKO | MOZZARELLA | ZÁZVOR |
| 20 | KOZÍ SÝR | MUŠKÁTOVÝ OŘECH | ZPRACOVANÝ SÝR | MAJORÁNKA |
| 21 | KOZÍ MLÉKO | OREGANO | TVAROHOVÝ SÝR | ŠAFRÁN |
| 22 | OVČÍ MLÉKO | PETRŽEL | BAMBUSOVÉ VÝHONKY | ŠALVĚJ |
| 23 | OVČÍ SÝR | MÁTA PEPRNÁ | RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA | KAJENSKÝ PEPŘ |
| 24 | JOGURT | MÁK | KEDLUBNA | KARI |
| 25 | BAKLAŽÁN | ROZMARÝN | MANGOLD | ESTRAGON |
| 26 | ČERVENÁ ŘEPA | TYMIÁN | ČÍNSKÉ ZELÍ | CHMEL |
| 27 | SLADKÁ PAPIKA | VANILKA | FENYKL | MÁTA |
| 28 | BROKOLICE | MANDLE | TYKEV | PARAOŘECH |
| 29 | MRKEV | KEŠU | ARTYČOK | MAKADAMSKÝ OŘECH |
| 30 | CELER | KAKAOVÝ BOB | KAPUSTA | BOROVÝ OŘECH |
| 31 | ČILI | LÍSKA | ŘEDKVIČKA | KAŠTAN |
| 32 | OKUREK | PODZEMNICE OLEJNÁ | KAPUSTA KADEŘAVÁ | OŘECH KOLY |
| 33 | KŘEN | PISTÁCIOVÝ OŘECH | BÁTATA | KAPR |
| 34 | PÓREK | SEZAM | VINNÝ LIST | OLÍHEŇ |
| 35 | OLIVA | SLUNEČNICOVÉ SEMENO | BÍLÉ ZELÍ | ÚHOŘ |
| 36 | CIBULE | VLAŠSKÝ OŘECH | ŠALOTKA | MOŘAN ZLATÝ |
| 37 | BRAMBORA | KOKOSOVÝ OŘECH | KOŘEN LÉKOŘICE | TRESKA |
| 38 | ČERVENÉ ZELÍ | SMĚS HUB 1* | HRÁCH S JEDLÝMI LUSKY | ŠTIKA |
| 39 | RAJČE | SMĚS HUB 2* | BOB | KAMBALA |
| 40 | TUŘÍN | RAK | CIZRNA | HERINK |
| 41 | CUKETA | LOSOS | MUNGO FAZOLE | HUMR |
| 42 | ARTYČOK | TUŇÁK | ČERVENÁ FAZOLE | MAKRELA |
| 43 | ASPARAGUS | MLŽ | ČEKANKA | CHOBOTNICE |
| 44 | ŠPENÁT | GARNÁT | LEDOVÝ SALÁT | ÚSTŘICE |
| 45 | FAZOLOVÝ LUSK | ANČOVIČKA | ROKETA | SARDINKA |
| 46 | HRÁCH | MEČOUN | AVOKÁDO | MOŘSKÝ OKOUN |
| 47 | SOJOVÉ BOBY | TRESKA | OSTRUŽINA | MOŘČÁK EVROPSKÝ |
| 48 | ČOČKA | MOŘSKÝ JAZYK | BORŮVKA | KAVIÁR |
| 49 | BÍLÁ FAZOLE | TRESKA | BRUSINKA | KRAB |
| 50 | SALÁT | PIVOVARSKÉ KVASNICE | ČERVENÝ RYBÍZ | AGAR-AGAR |
| 51 | KOZLÍČEK POLNÍ | PEKAŘSKÉ KVASNICE | ČERNÝ RYBÍZ | ALOE VERA |
| 52 | JABLKO | MED | FÍK | ZELENÝ ČAJ |
| 53 | MERUŇKA | KÁVA | ANGREŠT | KYPŘÍCÍ PRÁŠEK |
| 54 | BANÁN | ČERNÝ ČAJ | MEDOVÝ MELOUN | SVĚTLICOVÝ OLEJ |
| SC | KONTROLNÍ PASEK SÉRA | KONTROLNÍ PASEK SÉRA | KONTROLNÍ PASEK SÉRA | KONTROLNÍ PASEK SÉRA |
| C4 | KALIBRÁTOR 4 | KALIBRÁTOR 4 | KALIBRÁTOR 4 | KALIBRÁTOR 4 |
| C3 | KALIBRÁTOR 3 | KALIBRÁTOR 3 | KALIBRÁTOR 3 | KALIBRÁTOR 3 |
| C2 | KALIBRÁTOR 2 | KALIBRÁTOR 2 | KALIBRÁTOR 2 | KALIBRÁTOR 2 |
| C1 | KALIBRÁTOR 1 | KALIBRÁTOR 1 | KALIBRÁTOR 1 | KALIBRÁTOR 1 |

* Směs hub 1: Hlíva ústříčná, bílá houba, shiitake, liška jedlá
Směs hub 2: Hřib hnědý, hřib